





FILLOGY LIQUID XS, Art. 30104300

Kleine Mengen Flüssiges, auch abrasive Produkte, z. B.

- Tinkturen
- wässrige Lösungen

Produktzuführung: über Schlauch Ø 1,6 mm/3,2 mm/6,4 mm/8,0 mm
 Abfüllgeschwindigkeit: bis 175 - 2.600 ml/min (abhängig von Schlauch-Ø)
 Abfüllmenge: ca. 2 ml bis 1.000 ml
 Abfüllgenauigkeit: +/- 1 %
 Abfülltemperatur: 2 - 95 °C



FILLOGY LIQUID S, Art. 30102000

Präzise und schnelle Abfüllung von Gebindegrößen von 50 ml bis 1.000 ml, z. B.

- Desinfektionsmittel
- Destillate

Produkt: bis zu 60 Vol.-% Alkoholgehalt
 Produktzuführung: über Schlauch Ø 14 mm
 Abfüllgeschwindigkeit: bis zu 9 l/min = bis zu 400 Gebinde à 1.000 ml/h
 Abfüllmenge: 50 ml - 2.000 ml
 Abfüllgenauigkeit: +/- 1-2 %



FILLOGY CREAMY S, Art. 30105800

Cremige Produkte, auch kleine Mengen, z. B.

- Cremes
- Lotions
- Wund- und Heilsalben

Produktzuführung: über 3 l- bzw. 10 l-Behälter
 Abfüllgeschwindigkeit: bis 5 l/min
 Abfüllmenge: ab 2 g bis 100 g
 Abfüllgenauigkeit: +/- 1 %
 Abfülltemperatur: 2 - 95 °C



AUTOMATISIERBAR MIT KLEINEM DREHTISCH FILLOGY AUTO S, Art. 30817400

**Zur halbautomatisierten Abfüllung von Gebindegrößen von 2 ml bis 500 ml
speziell für Gebinde mit kleinem Öffnungsdurchmesser geeignet**

Umdrehung: 0,4 - 4,5 U/min einstellbar
 Öffnungsgröße Gebinde: $d \geq 8,0$ mm
 Speicherplatz: 35 x 500 g Glas (15 leer + 20 voll)
 45 x 250 g Glas (19 leer + 26 voll)
 Durchmesser Drehteller: 635 mm
 Belastbarkeit Drehteller: 20,0 kg
 Stellfläche: Breite 635 mm x Tiefe 870 mm
 Gesamthöhe: 655 mm / 1.385 mm mit Gestell

